

VETLOG

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Accuvet





ATIVADOR

Descrição:

Tubo utilizado para obtenção de soro sanguíneo destinados a rotinas de bioquímica, sorologia e imunologia. Possui sílica como agente acelerador de coagulação.

Tamanho do tubo: 13x75mm e 16x100mm.

Volume de aspiração: 2mL, 4mL e 9 mL.

Tempo de coagulação: Se não houver disfunção no tempo de coagulação 10 - 30 min.

Apresentação: Com vácuo (Racks com 100 tubos)

Sem vácuo (Racks com 50 tubos)

Opção: Com e sem vácuo

CÓD. 2ML (COM VACUO)

C/50 BIOCON: 4684

CÓD. 4ML (COM VACUO)

C/50 BIOCON: 4685

CÓD. 2ML (SEM VACUO)

C/50 BIOCON: 4691

CÓD. 4ML (SEM VACUO)

C/50 BIOCON: 4692



ACELERADOR 4 ML (COM VACUO) - C/100 BIOCON

Descrição:

Tubo a vácuo para coleta de sangue, com acelerador de coagulação, indicado para obtenção de soro em análises laboratoriais.

CÓD. 4ML (COM VACUO)

C/100 BIO: 4932

CÓD. 0,5ML (COM

VACUO) C/100 BIO: 4686

MICROTUBO ATIVADOR

Descrição:

Possuemos mesmas indicações dos tubos a vácuo de maior volume, porém, são indicados nos casos de animais de pequeno porte, filhotes e/ou neonatos, ou seja, menor volume de amostra.



Tamanho do tubo: 10x45 mm

Volume de aspiração: 0,5ml

Tempo de coagulação: Se não houver disfunção no tempo de coagulação 10 - 30 min.

Apresentação: Rack com 100 Microtubos.



EDTA

Descrição:

Tubo utilizado para rotina hematológica por conter EDTA como anticoagulante, que evita alterações na morfologia celular. Anticoagulante EDTA K3 a 15%.

Tamanho do tubo: 13x75mm.
Volume de aspiração: 2mL, 4mL.
Estado do Anticoagulante: Spray Seco
Apresentação: Com vácuo (Racks com 100 tubos)
Sem vácuo (Racks com 50 tubos)
Opção: Com e sem vácuo



CÓD. K3 2ML (SEM VACUO)
C/50 BIOCON: 4694
CÓD. K3 4ML (SEM VACUO)
C/100 BIOCON: 4693

CÓD. K3 2ML (COM VACUO)
C/100 BIOCON: 4688
CÓD. K3 4ML (COM VACUO)
C/100 BIOCON: 4689



CÓD. 0,5ML (SEM VACUO)
C/100 BIO: 4690

MICROTUBO EDTA

Descrição:

Possui as mesmas indicações dos tubos a vácuo de maior volume, porém, são indicados nos casos de animais de pequeno porte, filhotes e/ou neonatos, ou seja, menor volume de coleta. Anticoagulante EDTA K3 a 15%.

Tamanho do tubo: 10x45 mm
Volume de aspiração: 0,5ml
Relação de volume entre anticoagulante e sangue: 9:1
Apresentação: Rack com 100 Microtubos.



CÓD. 2ML (SEM VACUO)
C/100 BIO: 4695

FLUORETO DE SÓDIO

Descrição:

Tubo utilizado para coleta de amostras para determinação da glicose, impedindo o metabolismo do açúcar pelas hemácias e leucócitos, por meio da inibição IN VITRO de enzimas da via glicolítica destas células. Anticoagulante: Fluoreto de sódio.

Tamanho do tubo: 13x75 mm
Volume de aspiração: 2ml, 4ml.
Estado do Anticoagulante: Pó
Apresentação: Racks com 100 tubos

GEL SEPARADOR E ATIVADOR

Descrição:

Tubo utilizado para obtenção de soro sanguíneo, destinado a rotinas de bioquímica, sorologia e imunologia. Contém ativador de coágulo e gel separador que impede a troca de substâncias entre o soro e as células sanguíneas, para obtenção de soro com maior qualidade.

Tamanho do tubo: 13x75 mm
Volume de aspiração: 3,5ml.
Velocidade de centrifugação recomendada: 3.600 rpm
Apresentação: Racks com 100 tubos



CÓD. 4ML (COM VACUO)
C/100 BIO: 4821

TIRAS DE UROANALISE

Leitura visual ou automatizada.
Frasco com 150 unidades.
Sem alterações de cor após os resultados.
Boa resistência à umidade.
Alta sensibilidade em baixa concentração de sangue e leucócitos



CÓD: 4822



CÓD: 4820

CÓD: 4823



LEITORA DE URINA

- Peso: 430g
- Fonte de alimentação: 12v dC / 0.33a ou Bateria 1.5v x 8ea
- Interface (comunicação serial): UsB
- Memória: 2000 resultados
- Tiras: Biocon 10 e 11 áreas automatizadas.
- Display: tela de 4.3 polegadas TFT ICd (Touch)
- Opcional: impressora externa / Bluetooth
- Capacidade: realiza até 120 testes/ hora.



CÓD: 4700

AGULHA HIPODÉRMICA

Tamanho: 25x07 mm
Quantidade: 100 unidades.
Cor: Preto



CÓD: 4701

AGULHA HIPODERMICA

Tamanho: 25x08 mm
Quantidade: 100 unidades.
Cor: Verde



SERINGAS LUER SLIP

Tamanhos: 3ml, 5ml e 10ml
Quantidade: 100 unidades.



TESTE LEISHMANIOSE (AC) - ACCUVET

4676

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti Leishmania infantum (antígeno rk28).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,40%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,45%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.425/2021

TESTE BRUCELOSE CANINA (AC) - ACCUVET

4679

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti-LPS Brucella canis.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 99,10%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 98,00%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.448/2021

TESTE PANLEUCOPENIA FELINA (AG) - ACCUVET

4682

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno do vírus da Panleucopenia felina.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 92,54%
Amostra: Fezes ou vômito
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 95,29%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.447/2021

TESTE PARVO/CORONA (AG) - ACCUVET

4677

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos antígenos da Parvovirose e da Coronavirose canina.

Resultados em 10 minutos
Sensibilidade:
Fezes
Parvovirose: 97,50%
Coronavirose: 98,50%
Vômito
Parvovirose: 98,10%
Coronavirose: 96,60%
Amostra: Fezes ou vômito
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
Fezes
Parvovirose: 98,50%
Coronavirose: 98,20%
Vômito
Parvovirose: 98,30%
Coronavirose: 98,00%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.458/2021

TESTE FIV/FELV C/10 - ACCUVET

4680

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti-FIV e antígenos da FeLV. (10 unidades)

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade:
FIV: 98,00%
FeLV: 98,20%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
FIV: 96,67%
FeLV: 100,00%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.401/2021

TESTE FELV (AG) - ACCUVET

4683

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno (p27) do vírus da Leucemia felina (FeLV).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,20%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 100%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.446/2021

TESTE PARVO/CORONA/GIARDIA (AG) - ACCUVET

4678

Descrição:

Teste qualitativo e diferencial para detecção dos antígenos da Parvovirose canina, Coronavirose canina e da Giárdia lamblia.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade:
Parvovirose: 97,50%
Coronavirose: 98,50%
Giárdia: 97,50%
Amostra: Fezes
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
Parvovirose: 98,50%
Coronavirose: 98,30%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.440/2021

TESTE FHV (AG) - HERPESVIRUS FELINO - ACCUVET

4681

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno do Herpesvírus Felino.

Resultados em 5 minutos
Sensibilidade: 95,30%
Amostra: Secreção ocular e/ou nasal
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,40%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.421/2021

TESTE CINOMOSE (AG) - ACCUVET

4687

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Cinomose canina.

Resultados em 15 minutos
Sensibilidade: 98,65%
Amostra: Secreção ocular, nasal ou liquor
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 99,28%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.400/2021



TESTE CDV/CPV (AC) - CINOMOSE/ PARVOVIROSE - ACCUVET

4698

Descrição:

Teste para detecção semi-quantitativa dos anticorpos da Cinomose e Parvovirose caninas.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade:
Cinomose: 99,10%
Parvovirose: 97,20%
Amostra: Soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
Cinomose: 98,00%
Parvovirose: 97,50%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.411/2021

TESTE CCV (AG) - CORONAVIROSE CANINA - ACCUVET

4704

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos antígenos da Coronavirose canina.

Resultados em 10 minutos
Sensibilidade: 98,55%
Amostra: Fezes ou swab retal
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 98,30%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.410/2021

TESTE CIV (AG) - INFLUENZA CANINA - ACCUVET

4708

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Influenza Canina (CIV).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 97,20%
Amostra: Secreção ocular e/ou nasal
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 95,30%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.420/2021

TESTE PARVOVIROSE (AG) - ACCUVET

4702

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Parvovirose canina.

Resultados em 10 minutos
Sensibilidade: 97,81%
Amostra: Fezes ou vômito
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 98,40%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.402/2021

TESTE ERLIQUIOSE (AC) - ACCUVET

4705

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti Ehrlichia canis.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 97,60%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 98,10%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.408/2021

TESTE RELAXINA - ACCUVET

4715

Descrição:

Teste para detecção qualitativa do hormônio Relaxina canina.

Resultados de 5 minutos
Sensibilidade: 97,67%
Amostra: Soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 98,68%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: Isento

TESTE GIARDIA (AG) - ACCUVET

4703

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Giardia lamblia em cães e gatos.

Resultados em 10 minutos
Sensibilidade:
Cães: 98,10%
Gatos: 97,90%
Amostra: Fezes
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
Cães: 96,00%
Gatos: 95,50%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.429/2021

TESTE DIROFILARIOSE (AG) - ACCUVET

4706

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Dirofilariose canina.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 92,50%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,80%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.432/2021

TESTE CAV-II (AG) - ADENOVIRUS CANINO TIPO II - ACCUVET

4716

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti Leishmania infantum (antígeno rk28).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,40%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,45%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.425/2021



TESTE ROTAVIRUS (AG) - ACCUVET

4717

Descrição:

Accuvet Rotavirus Ag Test (VIRO-602). Somente para uso profissional em diagnóstico IN VITRO animal.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,30%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 96,67%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.474/2021

TESTE TOXOPLASMOSE IGG/IGM (AC) - ACCUVET

4718

Descrição:

Teste qualitativo e diferencial para detecção dos anticorpos da Toxoplasmose.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade:
IgM: 98,30%
IgG: 95,30%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
IgM: 96,67%
IgG: 95,00%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.472/2021

TESTE FIV (AC) - ACCUVET

4719

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos IgG do vírus da Imunodeficiência felina (FIV).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,00%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 96,67%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.462/2021

TESTE FCoV (AG) - CORONAVIRUS FELINO PIF - ACCUVET

4931

Descrição:

Accuvet FCoV Ag Test (VIFCO-902 - Coronavírus Felino). Somente para uso profissional em diagnóstico IN VITRO animal.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,30%
Amostra: Líquido Ascítico
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 96,67%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.482/2022

TESTE PCR (PROTEÍNA C REATIVA) - ACCUVET

4937

Descrição:

Teste qualitativo para detecção de Proteína C Reativa canina.

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 92,90%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,10%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: Isento

TESTE RELAXINA FELINA - ACCUVET

5315

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti Leishmania infantum (antígeno rk28).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,40%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,45%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.425/2021

TESTE LEISHMANIOSE (AC) C/5 - ACCUVET

5859

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti Leishmania infantum (antígeno rk28). (05 unidades).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,40%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,45%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.425/2021

TESTE PARVOVIROSE (AG) C/5 - ACCUVET

5860

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Parvovirose canina.

Resultados em 10 minutos
Sensibilidade: 97,81%
Amostra: Fezes ou vômito
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 98,40%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.402/2021

TESTE PARVO/ CORONA (AG) C/5 - ACCUVET

5861

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos antígenos da Parvovirose e da Coronavirose canina. (05 unidades).

Resultados em 10 minutos	Especificidade:
Sensibilidade:	Fezes
Fezes	Parvovirose: 98,50%
Parvovirose: 97,50%	Coronavirose: 98,20%
Coronavirose: 98,50%	Vômito
Vômito	Parvovirose: 98,30%
Parvovirose: 98,10%	Coronavirose: 98,00%
Coronavirose: 96,60%	Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Amostra: Fezes ou vômito	Registro Mapa: 10.458/2021
Armazenamento: 2° a 30°C	



TESTE PARVO/ CORONA/GIARDIA (AG) C/5 - ACCUVET

5862

Descrição:

Teste qualitativo e diferencial para detecção dos antígenos da Parvovirose canina, Coronavirose canina e da Giardia lamblia. (05 unidades).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade:
Parvovirose: 97,50%
Coronavirose: 98,50%
Giardia: 97,50%
Amostra: Fezes
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
Parvovirose: 98,50%
Coronavirose 98,30%
Giardia 93,30%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.440/2021

TESTE GIARDIA (AG) C/5 - ACCUVET

5863

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti Leishmania infantum (antígeno rk28).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 98,40%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 97,45%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.425/2021

TESTE ERLQUIOSE (AC) C/5 - ACCUVET

5864

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti Ehrlichia canis. (05 unidades).

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade: 97,60%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 98,10%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.408/2021

TESTE FIV/FELV C/5 - ACCUVET

5865

Descrição:

Teste qualitativo para detecção dos anticorpos anti-FIV e antígenos da FeLV. (05 unidades)

Resultados de 5 a 10 minutos
Sensibilidade:
FIV: 98,00%
FeLV: 98,20%
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade:
FIV: 96,67%
FeLV: 100,00%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.401/2021

TESTE CINOMOSE (AG) C/5 - ACCUVET

6489

Descrição:

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Cinomose canina. (05 unidades)

Resultados em 15 minutos
Sensibilidade: 98,65%
Amostra: Secreção ocular, nasal ou líquor
Armazenamento: 2° a 30°C
Especificidade: 99,28%
Apresentação: Kit c/5 ou 10 testes
Registro Mapa: 10.400/2021

TR TIPAGEM SANGUINEA FELINA - C/10 - ACCUVET

5721

Descrição:

Teste rápido para identificação do tipo sanguíneo em gatos, essencial para transfusões seguras, reprodução e procedimentos clínicos.

TR SORO AMILOIDE A FELINO (FSAA) - C/10 - ACCUVET

5722

Descrição:

Teste rápido para detecção do Soro Amiloide A em felinos, biomarcador sensível de inflamação.

